

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Iah1 Per Wb, Elisa - Q2Taa2

Numero articolo: CM0013947

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia IAH1, una lipasi probabile coinvolta nel metabolismo lipidico. Validato per applicazioni WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Rileva una banda da 28 kDa. Ideale per la ricerca su idrolasi e degradazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IAH1 Rabbit pAb
Note/Alias	IAH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	285148
GeneID	285148
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q2TAA2
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio