

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Iapp (Amylina, Dap) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10997

Numero articolo: CM0027580



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro IAPP (Amylina/DAP) umano, adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sull'omeostasi energetica e l'aggregazione amiloide nel diabete di tipo 2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IAPP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DAP; IAP; IAPP
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3375
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-89 di IAPP umano (NP_000406.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P10997
Peso proteico	10 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio