

Anticorpo Policlonale Anti-Ibsp Di Coniglio Per Wb, Elisa - P21815

Numero articolo: CM0020543

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla sialoproteina di legame all'integrina umana (IBSP), validato per Western blotting ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla mineralizzazione ossea e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IBSP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BSP; BNSP; SP-II; BSP-II; IBSP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3381
GeneID	3381
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'IBSP umana (NP_004958.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P21815
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio