

Anticorpo Policlonale Anti-Ibtk Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9P2D0

Numero articolo: CM0015886

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-IBTK validato per WB ed ELISA. Bersaglia l'IBTK umano (151kDa), un inibitore della chinasi BTK coinvolto nello sviluppo delle cellule B e nella trascrizione di NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IBTK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BTKI; BTBD26; IBTK
Specie	Umano
GeneID (umano)	25998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1200 dell'IBTK umano (NP_056340.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9P2D0
Peso Proteico	151kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio