

Anticorpo Monoclonale Anti-Icam-1/Cd54 Per Citometria A Flusso - Q00238

Numero articolo: CM0011329

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ICAM-1/CD54 di ratto, coniugato con e validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria, dell'infiammazione e del traffico delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Rat ICAM-1/CD54 mAb
Annotazioni/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Specie	Ratto
ID Gene (Uomo)	3383
ID Gene	25464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-493 di ICAM-1/CD54 di ratto (NP_037099.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q00238
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio