


Anticorpo Monoclonale Anti-Icam-1/Cd54 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P05362 / P13597

Numero articolo: CM0011215



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ICAM-1 (CD54) per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione leucocitaria, l'infiammazione e le infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Specie	Uomo/Topo
ID Gene (Uomo)	3383
ID Gene	3383/15894
Immunogeno	Proteina ricombinante di ICAM-1/CD54 di uomo/topo.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05362/P13597
Peso proteico	58kDa/59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio