


Anticorpo Monoclonale Anti-Icam-1/Cd54 Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P05362

Numero articolo: CM0002432



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ad alta specificità che targeting ICAM-1/CD54 umano (UniProt P05362). Validato per WB, IHC-P, FC ed ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione dei leucociti, dell'attivazione endoteliale e dei meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICAM-1/CD54 Rabbit mAb
Note/Alias	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3383
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ICAM-1/CD54 umano (P05362))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio