

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Icam-1/Cd54 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Numero articolo: CM0008850

introduzione

Anticorpo monoclonale mouse anti-mouse ICAM-1/CD54 ad alta specificità, convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Riconosce l'ICAM-1 di topo e ratto per studi sull'adesione cellulare e sulla migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ICAM-1/CD54 Mouse mAb
Note/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	3383
GenelD	15894
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-485 dell'ICAM-1/CD54 murino (NP_034623.1)
Fonte	Mouse
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Mouse, Ratto
SWISS	P13597
Peso Proteico	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio