


Anticorpo Policlonale Anti-Icam-1/Cd54 Per Wb E Elisa - P05362

Numero articolo: CM0017515



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ICAM-1/CD54 (BB2, CD54) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Adatto per ricerche su adesione, infiammazione e ingresso virale. UniProt: P05362.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ICAM-1/CD54 Rabbit pAb
Note/Alias	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3383
GeneID	3383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-480 di ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio