

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Icam-1/Cd54 Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q00238

Numero articolo: CM0011796

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ICAM-1/CD54 di ratto, validato per WB, IHC-P, FC, ELISA. Reagisce con il ratto. Ideale per studiare l'adesione leucocitaria, la migrazione trans-endoteliale e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ICAM-1/CD54
Note/Alias	CD54; ICAM
Specie	Ratto
GeneID (umano)	3383
GeneID	25464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-493 di ICAM-1/CD54 di ratto (NP_037099.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	Q00238
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio