


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Icam-1/Cd54 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05362

Numero articolo: CM0027566



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ICAM-1/CD54 umano (SWISS P05362). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione dei leucociti e dei meccanismi di infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICAM-1/CD54 Rabbit pAb
Note/Alias	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3383
GeneID	3383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-480 di ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio