

Anticorpo Policlonale Anti-Icam1 (Cd54) Per Wb, If-P, Elisa - Q00238

Numero articolo: CM0023438

introduzione

Icam1 Rabbit pAb (anticorpo policlonale) validato per WB, IF-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Bersaglia la molecola di adesione intercellulare 1 (CD54), 60kDa, UniProt Q00238. Ideale per studi sull'adesione cellulare e sulla migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Icam1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	3383
GeneID	25464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-493 di Icam1 di ratto (NP_037099.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q00238
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio