

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Icam1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13597

Numero articolo: CM0021886

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ICAM1 (CD54) murino, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione dei leucociti e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICAM1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
Specie	Topo
GeneID (umano)	3383
GeneID	15894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-320 di ICAM1 murino (NP_034623.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio