

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Icam2 / Cd102 Per Wb, Elisa - P35330

Numero articolo: CM0003157



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-ICAM2/CD102 di topo per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare l'adesione leucocitaria e le interazioni delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio ICAM2 / CD102
Note/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
Specie	Topo
GeneID	15896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di ICAM2 / CD102 di topo (P35330)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio