


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Icam3/Cd50 Per Wb, Ihc-P, Fc - P32942

Numero articolo: CM0009460



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti ICAM3/CD50 umano. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria e delle interazioni tra cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | ICAM3/CD50 Rabbit mAb                                                                                                        |
| Note/Alias          | CD50; CDW50; ICAM-R                                                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| GeneID (Uomo)       | 3385                                                                                                                         |
| GeneID              | 3385                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-114 di ICAM3 umano (NP_002153.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                         |
| SWISS               | P32942                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 60kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |