

Anticorpo Policlonale Anti-Icam4 Per Wb, Elisa - Q14773

Numero articolo: CM0029058

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ICAM4 (proteina del gruppo sanguigno LW). Validato per Western blot e ELISA, presenta reazione crociata con esseri umani, topi e ratti. Ideale per studi di eritrofagocitosi e adesione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ICAM4 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	LW; CD242; ICAM4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3386
GeneID	3386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-140 della ICAM4 umana (NP_001034221.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14773
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio