

Anticorpo Policlonale Anti-Ick Per Wb, Elisa - Q9Upz9

Numero articolo: CM0026516

introduzione

Anticorpo policlonale anti-ICK pronto per IVD, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Bersaglia la serina/treonina-proteina chinasi ICK (Q9UPZ9) per la ricerca sulla ciliogenesi, lo sviluppo e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ICK Rabbit pAb
Note/Alias	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22858
ID Gene	22858
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di ICK umano (NP_057597.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPZ9
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio