

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Icmt Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60725

Numero articolo: CM0015769

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ICMT di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per lo studio delle vie di prenilazione e metilazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICMT Rabbit pAb
Note/alias	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	23463
GenelD	23463
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-284 dell'ICMT umano (NP_036537.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O60725
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante