

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Icos/Cd278 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0006708

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ICOS (CD278) murino, validato per WB, IF/ICC, FC ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla costimolazione delle cellule T e sulla risposta immunitaria. Reagisce con il topo. SWISS: Q9WVS0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio ICOS/CD278
Note/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
Specie	Topo
GenelD (umano)	29851
GenelD	54167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-142 di ICOS/CD278 murino (NP_059508.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9WVS0
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante