


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Icos/Cd278 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W8

Numero articolo: CM0024340



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ICOS/CD278 umano (Q9Y6W8), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la costimolazione delle cellule T e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICOS/CD278 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Specie	Umano
GeneID (umano)	29851
GeneID	29851
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-140 di ICOS/CD278 umano (NP_036224.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y6W8
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio