

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Icosl Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075144

Numero articolo: CM0026343



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro ICOSL (CD275/B7-H2) umano. Validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi di costimolazione dei linfociti T e checkpoint immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ICOL Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23308
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-256 di ICOSL umano (NP_056074.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	075144
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio