


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ict1/Mrp-L58 Per Wb, Elisa - Q14197

Numero articolo: CM0016969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ICT1/MRPL58 per il rilevamento WB ed ELISA di ICT1 umano e murino, una peptidil-tRNA idrolasi mitocondriale. Ideale per la ricerca sulla terminazione della traduzione mitocondriale e sul riciclo dei ribosomi. - Q14197

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ICT1 Rabbit pAb
Note/Alias	DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3396
ID Gene	3396
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-206 di ICT1 umano (NP_001536.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q14197
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio