

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Id2 Per Wb, Elisa - Q02363

Numero articolo: CM0026716



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ID2 umano, convalidato per WB ed ELISA. Mir al regolatore trascrizionale ID2, un inibitore bHLH coinvolto nella differenziazione, nel ritmo circadiano e nel cancro. UniProt: Q02363.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ID2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3398
GeneID	3398
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ID2 umano (NP_002157.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q02363
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio