

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Id3 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02535

Numero articolo: CM0027711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ID3 umano, adatto per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce l'ID3 di uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, la miogenesi e i percorsi dell'orologio circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ID3 Rabbit pAb
Note/Alias	HEIR-1; bHLHb25; ID3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3399
ID Gene	3399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-119 dell'ID3 umano (NP_002158.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02535
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio