

Anticorpo Monoclonale Anti-Ide Di Coniglio [Convalidato Kd] Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14735

Numero articolo: CM0004578



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'IDE umano, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce l'IDE umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la degradazione dell'insulina e la clearance dell'amiloide-beta. SWISS: P14735.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio [Convalidato KD] contro l'enzima degradante l'insulina/IDE
Note/Alias	INSULYSIN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3416
ID Gene	3416
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'enzima degradante l'insulina (IDE) umano (NP_004960.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14735
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio