

Anticorpo Policlonale Anti-Idh1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075874

Numero articolo: CM0024338



introduzione

Il IDH1 Rabbit pAb di CamelBio bersaglia l'isocitrato deidrogenasi citoplasmatica, validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto, scimmia. Essenziale per lo studio del metabolismo tumorale e del ciclo TCA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IDH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3417
GeneID	3417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di IDH1 umano (NP_005887.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	O75874
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio