

Anticorpo Policlonale Anti-Idh2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P48735

Numero articolo: CM0024866



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'IDH2 umano, un enzima del ciclo di Krebs mitocondriale. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP; reattivo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IDH2 Rabbit pAb
Note/Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3418
GeneID	3418
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 193-452 dell'IDH2 umano (NP_002159.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48735
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio