

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Idh3A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50213

Numero articolo: CM0018002



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'IDH3A umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. L'immunogeno proteico ricombinante garantisce specificità. Adatto per lo studio del ciclo TCA e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IDH3A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RP90; IDH3A
Specie	Uomo
GeneID	3419
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-366 dell'IDH3A umano (NP_005521.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50213
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio