

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Idh3B Per Wb, If, Elisa - O43837

Numero articolo: CM0017369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IDH3B, la subunità beta mitocondriale dell'isocitrato deidrogenasi NAD-dipendente. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività verso campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo TCA e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	IDH3B pAb di coniglio
Note/Alias	RP46; IDH3B
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	3420
ID del gene	3420
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-170 di IDH3B umano (NP_008830.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O43837
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante