

Anticorpo Policlonale Anti-Ido1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Numero articolo: CM0019037



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IDO1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva IDO1 umano e di ratto. Strumento essenziale per la ricerca sul metabolismo del triptofano e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IDO1 Rabbit pAb
Note/Alias	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
Specie	Umano
ID del gene	3620 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-403 di IDO1 umano (NP_002155.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	P14902
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante