


## Anti-Ido1 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Numero articolo: CM0003468



### introduzione

Anti-IDO1 Rabbit PolymAb® di alta qualità per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva l'IDO1 umano (P14902), un enzima chiave nel catabolismo del triptofano e nella tolleranza immunitaria, adatto per la ricerca sul cancro e in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | IDO1 Rabbit PolymAb®                                                                                                          |
| Note/Alias            | IDO; INDO; IDO-1                                                                                                              |
| Specie                | Umana                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 3620                                                                                                                          |
| GeneID                | 3620                                                                                                                          |
| Immunogene            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-403 dell'IDO1 umano (NP_002155.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umana                                                                                                                         |
| SWISS                 | P14902                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 45kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |