


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ids Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22304

Numero articolo: CM0023420



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'iduronato 2-solfatasi umana (IDS). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale e studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	IDS Rabbit pAb
Note/Alias	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3423
GeneID	3423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-290 dell'IDS umana (NP_000193.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22304
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio