

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ier3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

Numero articolo: CM0030071

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IER3 per applicazioni western blot, IHC su paraffina e ELISA. Rileva IER3 umano e murino, un marcatore chiave nella segnalazione di ERK e nella resistenza allo stress tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IER3 Rabbit pAb
Note / Alias	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	8870
GenelD	8870
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 50-150 di IER3 umano (NP_003888.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P46695
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio