


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ier5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Vy09

Numero articolo: CM0020744



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina 5 del gene a risposta immediata precoce (IER5), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo e ratto. È coinvolto nella regolazione della trascrizione, nella risposta allo stress da shock termico e nel controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IER5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SBBI48; IER5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51278
GeneID	51278
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della IER5 umana (NP_057629.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5VY09
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio