

Anticorpo Policlonale Anti-Iffo2 Per Wb, Elisa - Q5Tf58

Numero articolo: CM0026120

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IFFO2 (Intermediate filament family orphan 2), validato per WB ed ELISA in umano, topo, ratto. Adatto per lo studio di questa proteina del filamento intermedio coiled-coil conservata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFFO2 Rabbit pAb
Note/Alias	IFFO2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	126917
GenelD	126917
Immunogeno	Proteina ricombinante di IFFO2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5TF58
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio