

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ifi16 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16666

Numero articolo: CM0017380



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IFI16 umano (alias PYHIN2, IFNGIP1) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sull'immunità innata, l'infiammazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFI16 Rabbit pAb
Note/Alias	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3428
ID gene	3428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di IFI16 umano (NP_001351796.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16666
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio