

Anticorpo Policlonale Anti-Ifi16 Di Coniglio - Q16666

Numero articolo: CM0022818



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IFI16 per WB, FC, ELISA. Rileva l'IFI16 umano, un sensore di DNA dell'immunità innata e regolatore trascrizionale coinvolto nella difesa virale e nel cancro. Ideale per studi di immunorilevazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFI16 Rabbit pAb
Note / Alias	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; proteina 16 indotta dall'interferone gamma
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3428
ID Gene	3428
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-785 dell'IFI16 umano (NP_001351796.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q16666
Peso proteico	75kDa/82kDa/88kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio