

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ifi27 Per Wb E Elisa - P40327

Numero articolo: CM0015947

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio IFI27 (alias ISG12A) riconosce specificamente la proteina 27 inducibile dall'interferone alfa, mitocondriale. Validato per le applicazioni Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con il ratto. Ideale per investigare l'apoptosi indotta da interferoni di tipo I, i meccanismi di difesa antivirale e la segnalazione mitocondriale. Generato contro un peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'IFI27 umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFI27 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
Specie	Umano
GeneID	3429 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'IFI27 umana (NP_005523.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P40305
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio