

Anticorpo Policlonale Anti-Ifi30 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P13284

Numero articolo: CM0015470

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IFI30 umano (GILT), adatto per Western blot ed ELISA. Utile per studiare l'elaborazione dell'antigene MHC di classe I/II e l'attività della tiol reduttasi lisosomiale nelle cellule che presentano l'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFI30 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10437
GeneID	10437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'IFI30 umano (NP_006323.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13284
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio