

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ifi35 Per Wb Ed Elisa - P80217

Numero articolo: CM0018777

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IFI35 umano (IFP35), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. IFI35 è una proteina indotta dall'interferone che regola le risposte immunitarie innate e la segnalazione di NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFI35 Rabbit pAb
Note/Alias	IFP35; IFI35
Specie	Umano
GeneID (umano)	3430
GeneID	3430
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-288 di IFI35 umano (NP_005524.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P80217
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante