

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ifi44 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tcb0

Numero articolo: CM0027145

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a IFI44, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce IFI44 umana, di topo e di ratto. Adatto per studi sulle strutture microtubulari indotte da interferone e per la ricerca proteomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IFI44 Rabbit pAb
Note/Alias	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10561
GeneID	99899
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di IFI44 di topo (NP_598632.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TCB0
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio