


Anticorpo Policlonale Anti-Ifit2 Per Wb, Elisa - P09913

Numero articolo: CM0012989



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'IFIT2 umana (ISG54), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'immunità antivirale, la segnalazione dell'interferone e gli studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	IFIT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 273-472 dell'IFIT2 umana (NP_001538.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P09913
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio