


Anticorpo Policlonale Anti-Ifit3 Per Wb, Elisa - O14879

Numero articolo: CM0015713



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-IFIT3 validato per WB ed ELISA, adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Esplora la ricerca antivirale e sull'immunità innata con questo reagente di alta qualità di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	IFIT3 Rabbit pAb
Note/Alias	P49; Ifi49; IFIT3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3437
GeneID	15959
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di IFIT3 di topo (NP_034631.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14879
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio