

Anticorpo Policlonale Anti-Ifit3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14879

Numero articolo: CM0030126



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio IFIT3 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con IFIT3 umano, murino e ratto. Adatto per lo studio dell'immunità antivirale innata, della regolazione del ciclo cellulare e delle vie di segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IFIT3 Rabbit pAb
Note/Alias	P49, Ifi49, IFIT3
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3437
GeneID	15959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 128-331 di IFIT3 murino (NP_034631.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14879
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio