

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifitm3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01628

Numero articolo: CM0006598

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per IFITM3 umano (1-8U, IP15, DSPA2b), validato per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio dell'immunità innata antivirale e dei meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFITM3 Rabbit mAb
Note/Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
Specie	Umana
GeneID (umano)	10410
GeneID	10410
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-57 di IFITM3 umano (NP_066362.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q01628
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio