


Anticorpo Policlonale Anti-Ifn-Beta Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01575

Numero articolo: CM0020872



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto all'IFN-beta di topo (UniProt P01575), validato per WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e la segnalazione degli interferoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFN-beta Rabbit pAb
Note/Alias	ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3456
GeneID	15977
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 dell'IFN-beta di topo (NP_034640.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P01575
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio