


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ifn-Beta Per Wb, Elisa - P01574

Numero articolo: CM0012056



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-IFN-beta umano per applicazioni Western blot e ELISA. Adatto per ricerche sull'immunità innata, risposta antivirale e cancro. Immunogene ricombinante, rileva proteina da 22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFN-beta mAb coniglio
Note/Alias	IFB; IFF; IFNB; IFN-beta
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3456
ID Gene	3456
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-187 dell'IFN-beta umano (NP_002167.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01574
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio