

Anticorpo Monoclonale Anti-Ifn-Gamma Per Wb, Fc, Elisa - P01579

Numero articolo: CM0006013



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'IFN-gamma umano, validato per WB, FC, ELISA. Adatto per studiare la funzione dell'interferone immune nelle risposte antimicrobiche e antitumorali. - P01579

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	IFN-gamma Rabbit mAb
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3458
ID Gene	3458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC (intra), ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio