

Anticorpo Policlonale Anti-Ifn Gamma Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01579

Numero articolo: CM0013707



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IFN gamma umano (Interferone gamma), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Peso proteico ~19kDa. Per la ricerca sulle citochine e gli studi di immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IFN gamma Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3458
ID Gene	3458
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-161 di IFN gamma (NP_997468.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01579
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio