

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifn Gamma Per Wb, Elisa - P01579

Numero articolo: CM0007403



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro IFN gamma umano, adatto per Western blot ed ELISA. Immunogeno proteina ricombinante; reagisce in modo incrociato con l'umano. Utile nella ricerca sulle citochine e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio IFN gamma
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3458
GeneID	3458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-161 dell'IFN gamma umano (NP_000610.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio